



Gear View Basic Notes de Version

DOC-GVB3.1-RN-FR-REVA

Notice de documentation

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Le logiciel décrit dans le présent document n'est fourni que dans le cadre d'un accord de licence distinct et ne peut être utilisé ou copié que selon les termes de cet accord. Il est interdit par la loi de copier le logiciel, sauf si le contrat de licence l'autorise expressément. Le présent document ou les documents associés sont susceptibles de contenir certaines informations confidentielles de la société Hyland Software, Inc. et de ses affiliés, conformément aux dispositions de confidentialité que vous avez acceptées.

Le respect de toutes les lois applicables sur les droits d'auteur est de la responsabilité de l'utilisateur. Sans limiter les droits de la loi sur les droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de récupération, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), ou à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Hyland Software, Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Hyland, HXP, OnBase, Alfresco, Nuxeo et les noms de produits sont des marques déposées et/ou non déposées de Hyland Software, Inc. et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées, marques de service, noms commerciaux et produits d'autres sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Hyland Software, Inc. et ses sociétés affiliées.

Les informations mentionnées dans ce document peuvent contenir des technologies telles que définies par les réglementations EAR (Export Administration Regulations) et peuvent être soumises aux lois sur le contrôle des exportations du gouvernement des États-Unis, notamment pour l'EAR et les sanctions commerciales et économiques appliquées par l'Office of Foreign Assets Control (Office du contrôle des actifs étrangers), ainsi qu'aux lois sur le contrôle des exportations de la juridiction locale de votre entité. Le transfert d'une telle technologie par quelque moyen que ce soit à une personne étrangère, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, pourrait nécessiter une licence d'exportation ou une autre approbation du gouvernement des États-Unis et de l'autorité d'exportation de votre entité. Il vous incombe de vous assurer que vous disposez des approbations requises avant l'exportation.

Table of Contents

Notice de documentation	2
Aperçu	4
Gear View Basic 3.1 (août 2022)	4
Fonctionnalités	4
Optimisations	4
Mises à jour	4

Aperçu

Gear View Basic est un programme de visualisation DICOM compact qui offre aux patients et au personnel de santé un moyen simple d'afficher des images médicales et les résultats associés. Vous pouvez graver le programme Gear View Basic sur des CD, des DVD ou des lecteurs flash USB afin de créer un dossier médical complet et portable.

Gear View Basic 3.1 (août 2022)

Fonctionnalités

Cette version contient les optimisations suivantes.

- Ajout de l'affichage du nombre d'images à l'interface utilisateur de la vue Série.
- Mise à jour du curseur pour afficher un symbole d'attente pendant le chargement des images.
- Visibilité améliorée pour les séries sélectionnées.
- Ajout du nombre d'images à côté de l'entrée « Étude » dans la liste des patients.

Optimisations

Cette version contient les optimisations suivantes.

- Amélioration de la vitesse de chargement des images multi-frames à ultrasons (US MF).

Mises à jour

Cette version contient les mises à jour suivantes.

- Résolution d'un problème de séries non affichées.
- Résolution d'un problème d'affichage des images en niveaux de gris de l'état de présentation de la copie électronique (GSPS).
- Résolution d'un problème où une perte de mémoire pouvait entraîner l'affichage incorrect des images.