



## PACS Scan

PACS Scan, PACS Scan XDS PACS Scan Film

# Spécifications Techniques

DOC-PS6.1-TS-FR-REVA

# Notice de documentation

Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Le logiciel décrit dans le présent document n'est fourni que dans le cadre d'un accord de licence distinct et ne peut être utilisé ou copié que selon les termes de cet accord. Il est interdit par la loi de copier le logiciel, sauf si le contrat de licence l'autorise expressément. Le présent document ou les documents associés sont susceptibles de contenir certaines informations confidentielles de la société Hyland Software, Inc. et de ses affiliés, conformément aux dispositions de confidentialité que vous avez acceptées.

Le respect de toutes les lois applicables sur les droits d'auteur est de la responsabilité de l'utilisateur. Sans limiter les droits de la loi sur les droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de récupération, ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), ou à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Hyland Software, Inc. ou de l'une de ses sociétés affiliées.

Hyland, HXP, OnBase, Alfresco, Nuxeo et les noms de produits sont des marques déposées et/ou non déposées de Hyland Software, Inc. et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques déposées, marques de service, noms commerciaux et produits d'autres sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

© 2025 Hyland Software, Inc. et ses sociétés affiliées.

Les informations mentionnées dans ce document peuvent contenir des technologies telles que définies par les réglementations EAR (Export Administration Regulations) et peuvent être soumises aux lois sur le contrôle des exportations du gouvernement des États-Unis, notamment pour l'EAR et les sanctions commerciales et économiques appliquées par l'Office of Foreign Assets Control (Office du contrôle des actifs étrangers), ainsi qu'aux lois sur le contrôle des exportations de la juridiction locale de votre entité. Le transfert d'une telle technologie par quelque moyen que ce soit à une personne étrangère, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, pourrait nécessiter une licence d'exportation ou une autre approbation du gouvernement des États-Unis et de l'autorité d'exportation de votre entité. Il vous incombe de vous assurer que vous disposez des approbations requises avant l'exportation.

## Réglementation et conformité



**Fabricant**  
**Hyland Software, Inc.**  
12919 Earhart Ave.  
Auburn, CA 95602 USA

**Assistance**  
Téléphone: 1-844-535-1404  
Web: <https://community.hyland.com>

## Avertissements généraux et précautions



Pour garantir la sécurité des patients et le respect des normes HIPAA en matière de confidentialité des informations sur le santé des patients, le prestataire de soins de santé doit attribuer un numéro d'accès et un numéro de dossier médical (NDM) uniques permettant d'identifier le dossier médical de chaque patient, afin d'éviter toute erreur dans les données médicales et la confusion avec d'autres patients.

## Glossaire des symboles



3082 – Fabricant



2497 – Date de fabrication



2493 – Numéro de catalogue



2498 – Numéro de série



1641 – Consulter le mode d'emploi : indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi.



0434A – Attention : indique que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour obtenir des informations importantes telles que les avertissements et précautions à prendre.



2610 – Numéro du patient : indique un numéro unique attribué à un patient individuel.



Quantité : indique le nombre d'unités.



Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).



ISO/DIS ISO 15223-1 – Dispositifs médicaux – Symboles à appliquer à utiliser avec les étiquettes et les informations à fournir relatives aux dispositifs médicaux.

Indique que l'article est un dispositif médical.

# Table of Contents

<b>Notice de documentation</b> .....	<b>2</b>
<b>Réglementation et conformité</b> .....	<b>3</b>
<b>Avertissements généraux et précautions</b> .....	<b>3</b>
<b>Glossaire des symboles</b> .....	<b>4</b>
<b>À propos de PACS Scan</b> .....	<b>6</b>
<b>Spécifications techniques</b> .....	<b>6</b>
Configuration requise pour PACS Scan .....	6
Exclusion d'antivirus recommandée .....	6
Correctifs et mises à jour Windows .....	6

## À propos de PACS Scan

PACS Scan est un logiciel qui capture les images, les vidéos et les données démographiques des patients à partir de sources DICOM et non DICOM (telles que des documents papier, des films, des CD et autres supports électroniques), qui associe les informations aux dossiers des patients existants et les envoie à PACS/VNA.

## Spécifications techniques

### Configuration requise pour PACS Scan

La liste suivante indique la configuration minimale requise pour le matériel et le système d'exploitation.

Spécification technique	Exigence
Processeur	Intel Core 2 Duo
Mémoire	4 Go 8 Go ou plus sont recommandés lors de l'importation d'images et d'études de 4 Go ou plus
Disque dur	PACS Scan : 75 Mo
Système d'exploitation	Windows 10 et 11
Écran	1 024 x 768, 32 bits, couleur
Interface réseau	10/100/1 000 Mbits/s
Protocole réseau	Connexion réseau standard aux appareils DICOM et au système RIS (si disponible).
Scanner	Appareil de numérisation conforme TWAIN standard

### Exclusion d'antivirus recommandée

Cette application prend en charge les analyses antivirus passives. Vous devez veiller à ce que les analyses passives du serveur soient conformes à la politique de sécurité du site d'installation. Les analyses en temps réel sont autorisées, mais vous devez configurer le programme antivirus de façon à exclure les dossiers suivants.

- C:\Program Files\PACSGEAR\PacsSCAN
- C:\Users\Public\Documents\zvprt50\PacsSCAN

Pour un fonctionnement correct, ouvrez le port 8182 dans votre protection antivirus.

### Correctifs et mises à jour Windows

Vous pouvez installer tous les correctifs et toutes les mises à jour de sécurité Microsoft standard sur le système, sauf indication contraire de votre responsable d'assistance technique.